



MINI IMPIANTI
Listino/Pricelist

Tecom

IMPLANTOLOGY

PRODUTTORI DI SISTEMI IMPLANTARI COMPATIBILI

Disponiamo di oltre duemila prodotti compatibili con i più rinomati marchi di implantologia, offrendo componenti protesici e di laboratorio, strumenti e sistemi implantari completi.

COMPATIBLE IMPLANT SYSTEMS MANUFACTURER

We have over two thousand products compatible with the most renowned implantology brands, offering prosthetic and laboratory components, instruments and complete implant systems.

CC SYSTEM	Compatibile con	Sistema implantare NobelActive® prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelParallel™ Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelReplace® Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™
BRANE	Compatibile con	Sistema implantare Brånemark System® e NobelSpeedy® Groovy prodotto da Nobel Biocare™
BRANE-Z VITI ZIGOMATICHE	Compatibile con	Brånemark System Zygoma™ Machined prodotto da Nobel Biocare™
FRIA	Compatibile con	Sistema implantare Xive® S prodotto da Dentsply Syrona®
MINI-IMPIANTO	Ispirato a	mini impianti monofasici prodotti da Intra-Lock®
PT	Compatibile con	Sistema implantare Pitt-Easy® prodotto da Sybron Implant Solutions (ora distribuito come SyEasy da Simpla®)
REP	Compatibile con	Sistemi implantari NobelReplace® Straight e Tapered e con Replace Select™ Tapered prodotti da Nobel Biocare™
SCREW	Compatibile con	Sistema implantare Screw-Vent® prodotto da Zimmer®
STR	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Tissue Level prodotto da Straumann®
STR BL	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Bone Level prodotto da Straumann®

I marchi e i produttori sopracitati sono menzionati al solo fine di fornire informazioni in merito alla compatibilità dei prodotti Tecom Implantology® con gli originali di riferimento. Non vi è alcuna relazione imprenditoriale e/o commerciale fra Titanmed Srl e i produttori sopracitati.

Titanmed Srl è proprietaria esclusivamente del marchio Tecom Implantology® e non ha alcun diritto sugli altri marchi menzionati.

The aforementioned brands and manufacturers are mentioned for the sole purpose of providing information about the compatibility of Tecom Implantology® products with the reference original products. There is no entrepreneurial and/or commercial relationship between Titanmed Srl and the aforementioned manufacturers. Titanmed Srl owns exclusively the Tecom Implantology® trademark and has no rights to the other mentioned brands.


INDICE

INDEX

Caratteristiche del sistema implantare MINI IMPIANTI MINI IMPLANTS system features	pag. 4
Preparazione sito impantare e posizionamento impianto Implant site preparation and implant positioning - Impianti - Implants	pag. 6
Presca d'impronta Impression taking - Componenti da laboratorio - Lab components	pag. 8
Protesizzazione Prosthetic workflow - Parti protesiche - Prosthetic parts	pag. 10
Strumentario Tools	pag. 12
Condizioni generali di vendita General sale terms	pag. 14

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IMPIANTARE MINI IMPIANTI MINI IMPIANTI SYSTEM FEATURES

IMPIANTO MONOFASICO SFERA Ø1.8 MONOBLOCK IMPLANT BALL Ø1.8



Gli abutment si incastrano perfettamente alla base quadrata che sorregge la sfera, trasformando l'impianto per l'utilizzo da protesi mobile a fissa. I monconi cementabili sono dritti, angolati 15° e calcinabili offrendo al professionista una vasta gamma di soluzioni protesiche.

The abutments fit perfectly into the square base supporting the ball, transforming the implant from a temporary to a fixed prosthesis use. Cementable abutments are straight, 15° angled and calcinable, offering a wide range of prosthetic solutions to the Medical Surgeon.

Collarino macchinato
Machined neck

Trattamento di superficie SL Titanmed, compatibile con i migliori trattamenti SLA™
SL Titanmed surface treatment, compatible with the best SLA™ treatments

Guida apicale tagliente con punta autoforante
Sharp-edged apex guide with self-drilling tip

MATERIALE MATERIAL

Il titanio Grado 4 per uso medico di primissima qualità, proveniente esclusivamente dagli U.S.A. viene utilizzato per la realizzazione degli impianti. Per tutti gli altri componenti viene utilizzato il titanio medico Grado 5.

Premium grade 4 titanium for medical applications, sourced exclusively from the U.S.A. is used for implants manufacture. Grade 5 medical grade titanium is used for all other components.

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE SL TITANMED SL TITANMED SURFACE TREATMENT


Il trattamento SL Titanmed è tecnicamente comparabile ai migliori SLA™ maggiormente documentati in letteratura. Viene realizzato con una tecnica di sabbiatura con una tecnologia che permette la massima costanza di trattamento. A questa segue la mordanatura con soluzioni acide. La sabbiatura genera sulla superficie dell'impianto una macrorugosità, a cui si sovrappone una micro-rugosità ottenuta tramite il processo di mordanatura acida. La topografia superficiale che ne deriva genera la struttura idonea all'ancoraggio delle cellule osteoblaste e favorisce un'ottima integrazione dell'impianto con il tessuto osseo.

The Titanmed SL treatment is comparable with the best SLA™ treatments, documented in scientific journals. It is realized using sand-blasting technique with a technology which allows the maximum consistency of treatment. After this, the surface is etched with acid solutions. The sand-blasting step creates a macro roughness on the surface of the implant, then a micro roughness is formed on top of these with the acid etching process. The resulting texture of the surface generates a structure that is suitable for anchoring osteoblast cells, favouring the optimal integration of the implant with the bone tissue.

NOTE SUL SERRAGGIO RACCOMANDATO RECOMMENDED TORQUE NOTE

IMPIANTO IMPLANT	40 Ncm
---------------------	--------

PREPARAZIONE SITO IMPANTARE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO IMPLANT SITE PREPARATION AND IMPLANT POSITIONING



01 MINI IMPIANTI MINI IMPLANTS

IMPIANTO (sfera Ø1,8) Ø2
 IMPLANT (ball Ø1,8) Ø2

H9



H11



H13



H15



MINIMP005

MINIMP006

MINIMP007

MINIMP008

IMPIANTO (sfera Ø1,8) Ø2.5
 IMPLANT (ball Ø1,8) Ø2.5

H9



H11



H13



H15



MINIMP001

MINIMP002

MINIMP003

MINIMP004

IMPIANTO (sfera Ø1,8) Ø3
 IMPLANT (ball Ø1,8) Ø3

H9



H11



H13



H15



MINIMP010

MINIMP011

MINIMP012

MINIMP013

PRESA D'IMPRONTA IMPRESSION TAKING

Tutte le parti protesiche sono da cementare
All prosthetic parts are to be cemented



IMPIANTO
IMPLANT



ANALOGO
IMPLANT REPLICA



02 COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS

TRANSFER IMPRESSION COPING



MINPPR006


ANALOGO IMPLANT REPLICA



MINIMP009

PROTESIZZAZIONE PROSTHETIC WORKFLOW

Tutte le parti protesiche sono da cementare
 All prosthetic parts are to be cemented



03 PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS



MINPPR002

CAPPETTA AMMORTIZZO BASSA APERTA IN TITANIO CON
O-RING
TITANIUM DAMPING CAP WITH O RING, LOW, OPEN

O-RING CONFEZIONE 10 PZ.
O-RING 10 PCS PACK

MINPPR007



MINPPR001

CAPPETTA AMMORTIZZO ALTA CHIUSA IN TITANIO CON
O-RING
TITANIUM DAMPING CAP WITH O RING, TALL, CLOSED

O-RING CONFEZIONE 10 PZ.
O-RING 10 PCS PACK

MINPPR007



MINPPR004

MONCONE IN TITANIO CEMENTABILE
TITANIUM CEMENTABLE ABUTMENT



MINPPR005

MONCONE IN TITANIO CEMENTABILE INCLINATO 15°
15° ANGLED TITANIUM CEMENTABLE ABUTMENT



MINPPR008

MONCONE IN TITANIO CEMENTABILE INCLINATO 25°
25° ANGLED TITANIUM CEMENTABLE ABUTMENT



MINPPR003

MONCONE CALCINABILE CEMENTABILE
CALCINABLE CEMENTABLE ABUTMENT

07 STRUMENTARIO TOOLS



FRESA LANCEOLATA
PRECISION DRILL

VARSTR088



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO PER OSO MORBIDO E MEDIO
DRILLING PROTOCOL FOR SOFT AND MEDIUM BONE

Ø reale fresa - Real Ø drill			
		1,5	1,8
Ø	2	MINSTR005	/
	2,5	/	MINSTR007
	3	/	MINSTR007



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO PER OSO DURO
DRILLING PROTOCOL FOR DENSE BONE

Ø reale fresa - Real Ø drill		
		2
Ø	2	/
	2,5	MINSTR012
	3	MINSTR012



IMPLANT DRIVER DA MOTORE
IMPLANT DRIVER FOR MOTOR

MINSTR001



IMPLANT DRIVER DA CRICCHETTO
IMPLANT DRIVER FOR RATCHET

MINSTR002

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
It can be used only with Titanmed ratchets



ADATTATORE DA CRICCHETTO PER DRIVER MOTORE ADAPTER FOR RATCHET FOR MOTOR TOOLS

VARSTR020

Consente di utilizzare tutti i driver motore con i cricchetti Titanmed
 This adapter allows to use all the drivers for motor with Titanmed ratchets



CRICCHETTO DINAMOMETRICO TITANMED DYNAMOMETRIC TITANMED RATCHET

VARSTR089

Utilizzabile solo con driver Titanmed
 It can be used only with Titanmed driver



CRICCHETTO FISSO TITANMED FIXED TITANMED RATCHET

VARSTR069

Utilizzabile solo con driver Titanmed
 It can be used only with Titanmed driver



PROLUNGA PER FRESE DRILL EXTENDER

VARSTR032



CACCIAVITE MANUALE PER STRUMENTI A CRICCHETTO MANUAL SCREWDRIVER FOR RATCHETS INSTRUMENTS

L

170

VARSTR085

Utilizzabile solo con driver Titanmed
 It can be used only with Titanmed driver

08 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALE TERMS

VALIDITÀ Il presente listino è l'Ed.2024_01 e sostituisce le edizioni precedenti.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ Gli impianti dentali prodotti da Titanmed Srl (d'ora in poi anche "Titanmed") e gli altri dispositivi medicali Titanmed devono essere utilizzati soltanto con componenti e strumenti originali Titanmed, seguendo le istruzioni contenute nelle confezioni. L'uso di dispositivi prodotti da aziende terze o prodotti da Titanmed ma non appartenenti alla linea implantare di riferimento, in combinazione con impianti dentali e dispositivi Titanmed, comporta la decadenza della garanzia e l'annullamento di qualsiasi obbligo, espresso o implicito, dell'azienda Titanmed.

I protocolli clinici forniscono al professionista utilizzatore una guida di riferimento e non devono essere intesi come un'alternativa alla formazione ed esperienza professionale dell'utilizzatore. Il professionista utilizzatore dei dispositivi medicali Titanmed deve accertare l'idoneità del dispositivo in base al singolo paziente ed alle circostanze esistenti.

Titanmed non riconosce alcuna responsabilità, espressa o implicita, né avrà alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, penali o di altro genere da essi derivanti o associati ad eventuali errori commessi nel giudizio professionale, nell'applicazione pratica o nell'inserimento di prodotti Titanmed. Il professionista utilizzatore è inoltre tenuto ad aggiornarsi continuamente sui più recenti sviluppi e sulle applicazioni dei dispositivi medicali Titanmed.

Eventuali descrizioni degli articoli, rappresentazioni, illustrazioni sui cataloghi, materiali illustrativi e commerciali, listini prezzi o altri documenti informativi emessi e distribuiti da Titanmed in qualsiasi forma, sono forniti a scopo meramente illustrativo. L'Acquirente dà atto di non procedere all'acquisto degli articoli riponendo affidamento su tali descrizioni e/o illustrazioni.

COPYRIGHT E MARCHI DI FABBRICA È vietata la riproduzione o la pubblicazione anche parziale di questo listino senza autorizzazione scritta di Titanmed Srl, sia in forma cartacea che multimediale. Marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e nomi di società citati in questo documento non sono di proprietà di Titanmed S.r.l. né di aziende ad essa collegate ma sono di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e cioè al fine di fare comprendere caratteristiche e funzionalità dei prodotti di Titanmed, senza alcuna violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutela della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

ORDINI Gli ordini degli impianti dentali e dei dispositivi medicali Titanmed possono essere effettuati citando il codice articolo e relativa quantità, con le seguenti modalità:

TELEFONO: 0039 0341 363504

lunedì – venerdì 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: ordini@tecomimplantology.com

SPEDIZIONE DEL MATERIALE Salvo diversa pattuizione o per cause di forza maggiore, la merce sarà spedita all'indirizzo indicato dall'acquirente entro il termine indicativo di 24 ore lavorative dall'accettazione dell'ordine di acquisto.

RESO DEL MATERIALE Il diritto alla sostituzione del materiale acquistato può essere esercitato entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna dei dispositivi e deve essere pre-autorizzato da Titanmed in forma scritta.

Il diritto alla sostituzione del materiale decade totalmente per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Titanmed rilevi l'avvenuta apertura della confezione e/o il danneggiamento della confezione (ancorché sigillata) e/o il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.

Nel caso in cui Titanmed non accetti la sostituzione del bene, provvederà alla restituzione dello stesso all'acquirente, addebitandogli le spese di spedizione.

MODIFICHE AL PRODOTTO E AI PREZZI Titanmed si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare gli articoli contenuti in questo listino ed i relativi prezzi o di eliminarli dalla produzione senza alcun preavviso.

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE Le presenti Condizioni di Vendita saranno disciplinate ed interpretate secondo il diritto italiano e soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).

VALIDITY This pricelist is the Ed.2024_01 and replaces any previous editions.

EXCLUSION OF RESPONSIBILITY The dental implants manufactured by Titanmed Srl (hereinafter also "Titanmed") and other Titanmed medical devices may be used only with original Titanmed components and instruments, following the instructions provided inside the package. The use of devices manufactured by other companies or manufactured by Titanmed but not belonging to the same implant line shall invalidate the warranty and terminate any explicit or implicit obligation of Titanmed. The clinical protocols provide the practitioner with a reference guide and shall not be construed as an alternative to the user's training and professional experience.

The practitioner using Titanmed medical devices must ensure that device being used is suited to the patient and to existing circumstances. Titanmed does not acknowledge any explicit or implicit responsibility, nor shall it have any responsibility for any direct, indirect, criminal or other damage deriving from or associated with any mistakes in professional judgements, in the practical application or insertion of Titanmed products. The practitioner is also under the obligation to keep up-to-date at all times with the most recent developments and applications of Titanmed medical devices.

Any descriptions of the products, depictions, illustrations in catalogues, illustrative and sales materials, price lists or other informative documents issued and distributed by Titanmed in any form are provided only for explicative purposes. The Purchaser acknowledges that he/she does not purchase the products on the basis of such descriptions and/or illustrations.

COPYRIGHT AND TRADEMARKS It is strictly prohibited to copy or publish all or any part of this pricelist without the written authorisation of Titanmed in any paper and electronic form. Third-party brands, product names, trademarks and corporate names mentioned are trademarks owned by the legitimate owners and trademarks registered by other companies have been used for explanatory purposes only, with the aim to illustrate Titanmed's product features, without breach any of the Copyright rights in force. Protection of privacy pursuant to Italian Legislative Decree 196/2003.

ORDER PLACEMENT Titanmed dental implants and medical devices can be ordered by quoting the product code and desired quantity, in the following ways:

TELEPHONE: 0039 (0)341 363504

Monday – Friday 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: export@tecomimplantology.com

PRODUCT SHIPMENTS Unless otherwise agreed or in cases of force majeure, the goods will be shipped to the address indicated by the client within approximately 24 hours from the acceptance of the purchase order.

RETURNED MATERIALS The right to have purchased products replaced may be exercised within 5 working days from the products delivery date and must be pre-authorised by Titanmed in writing.

The right to replacement shall be cancelled in the event the product integrity (packaging and/or its content) is compromised. For example in the cases in which Titanmed observes that the package has been opened and/or that the package has been damaged (even if still sealed) and/or that the product has been damaged other than for transportation.

If Titanmed does not accept to replace the product, it will return it, charging shipment costs to the Purchaser.

CHANGES TO THE PRODUCTS AND PRICES Titanmed reserves the right to make changes to the products contained in this pricelist and to their prices or to discontinue their production at any time, without having to give prior notice.

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION These Sales Terms shall be governed and interpreted according to Italian law and the exclusive place of jurisdiction shall be the courts of Milan (Italy).



CONTATTI

TITANMED S.r.l.

Sede amministrativa e operativa:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: ordini@tecomimplantology.com

CONTACTS

TITANMED S.r.l.

Administrative and operational location:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: export@tecomimplantology.com



www.titanmed.it
www.tecomimplantology.com