




## SCREW

*Catalogo/Catalogue*

# Tecom

## IMPLANTOLOGY

### PRODUTTORI DI SISTEMI IMPLANTARI COMPATIBILI

Disponiamo di oltre duemila prodotti compatibili con i più rinomati marchi di implantologia, offrendo componenti protesici e di laboratorio, strumenti e sistemi implantari completi.

### COMPATIBLE IMPLANT SYSTEMS MANUFACTURER

We have over two thousand products compatible with the most renowned implantology brands, offering prosthetic and laboratory components, instruments and complete implant systems.

|                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CC SYSTEM</b>                    | Compatibile<br>con | Sistema implantare NobelActive® prodotto da Nobel Biocare™<br>Sistema implantare NobelParallel™ Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™<br>Sistema implantare NobelReplace® Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ |
| <b>BRANE</b>                        | Compatibile<br>con | Sistema implantare Brånemark System® e NobelSpeedy® Groovy prodotto da Nobel Biocare™                                                                                                                                           |
| <b>BRANE-Z<br/>VITI ZIGOMATICHE</b> | Compatibile<br>con | Brånemark System Zygoma™ Machined prodotto da Nobel Biocare™                                                                                                                                                                    |
| <b>FRIA</b>                         | Compatibile<br>con | Sistema implantare Xive® S prodotto da Dentsply Syrona®                                                                                                                                                                         |
| <b>MINI-IMPIANTO</b>                | Ispirato a         | mini impianti monofasici prodotti da Intra-Lock®                                                                                                                                                                                |
| <b>PT</b>                           | Compatibile<br>con | Sistema implantare Pitt-Easy® prodotto da Sybron Implant Solutions (ora distribuito come SyEasy da Simpla®)                                                                                                                     |
| <b>REP</b>                          | Compatibile<br>con | Sistemi implantari NobelReplace® Straight e Tapered e con Replace Select™ Tapered prodotti da Nobel Biocare™                                                                                                                    |
| <b>SCREW</b>                        | Compatibile<br>con | Sistema implantare Screw-Vent® prodotto da Zimmer®                                                                                                                                                                              |
| <b>STR</b>                          | Compatibile<br>con | Sistema implantare Straumann® Tissue Level prodotto da Straumann®                                                                                                                                                               |
| <b>STR BL</b>                       | Compatibile<br>con | Sistema implantare Straumann® Bone Level prodotto da Straumann®                                                                                                                                                                 |

I marchi e i produttori sopracitati sono menzionati al solo fine di fornire informazioni in merito alla compatibilità dei prodotti Tecom Implantology® con gli originali di riferimento. Non vi è alcuna relazione imprenditoriale e/o commerciale fra Titanmed Srl e i produttori sopracitati.

Titanmed Srl è proprietaria esclusivamente del marchio Tecom Implantology® e non ha alcun diritto sugli altri marchi menzionati.

The aforementioned brands and manufacturers are mentioned for the sole purpose of providing information about the compatibility of Tecom Implantology® products with the reference original products. There is no entrepreneurial and/or commercial relationship between Titanmed Srl and the aforementioned manufacturers.

Titanmed Srl owns exclusively the Tecom Implantology® trademark and has no rights to the other mentioned brands.

# INDICE

## INDEX

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Caratteristiche del sistema implantare SCREW<br>PT implant system features                                                                                                                                                                                                                            | pag.4   |
| Preparazione sito impantare e posizionamento impianto<br>Implant site preparation and implant positioning <ul style="list-style-type: none"><li>- Impianti</li><li>- Implants</li></ul>                                                                                                               | pag. 7  |
| Presca d'impronta<br>Impression taking <ul style="list-style-type: none"><li>- Componenti da laboratorio</li><li>- Lab components</li></ul>                                                                                                                                                           | pag. 10 |
| Protesizzazione<br>Prosthetic workflow <ul style="list-style-type: none"><li>- Parti protesiche</li><li>- Prosthetic parts</li></ul>                                                                                                                                                                  | pag. 12 |
| Mua (multi unit abutment) per overdenture<br>Mua (multi unit abutment) for overdenture <ul style="list-style-type: none"><li>- MUA</li><li>- MUA</li><li>- Componenti da laboratorio per MUA</li><li>- MUA Lab components</li><li>- Parti protesiche per MUA</li><li>- MUA Prosthetic parts</li></ul> | pag. 20 |
| Strumentario<br>Tools                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pag. 25 |
| Condizioni generali di vendita<br>General sale terms                                                                                                                                                                                                                                                  | pag. 29 |

## CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IMPIANTARE SCREW SCREW IMPLANT SYSTEM FEATURES

### IMPIANTO STRAIGHT IMPLANT STRAIGHT



Collarino macchinato h 1,5 mm fornisce più flessibilità nel posizionamento e conserva l'osso crestale

Machined neck h 1.5 mm provides more flexibility in positioning and preserves the crestal bone

Nucleo cilindrico

Cylindric core shape

Filetto a due principi

Spire a V a 60°

Two-principle thread

60° V-threads

Trattamento di superficie SL Titanmed, compatibile con i migliori trattamenti SLA™

SL Titanmed surface treatment, compatible with the best SLA™ treatments

Scarico in parte apicale serve come sistema antirotazionale


Apical cutting part used as anti-rotational system

### TRATTAMENTO DI SUPERFICIE SL TITANMED SL TITANMED SURFACE TREATMENT

Il trattamento SL Titanmed è tecnicamente comparabile ai migliori SLA™ maggiormente documentati in letteratura. Viene realizzato con una tecnica di sabbiatura con una tecnologia che permette la massima costanza di trattamento. A questa segue la mordenzatura con soluzioni acide. La sabbiatura genera sulla superficie dell'impianto una macrorugosità, a cui si sovrappone una micro-rugosità ottenuta tramite il processo di mordenzatura acida. La topografia superficiale che ne deriva genera la struttura idonea all'ancoraggio delle cellule osteoblaste e favorisce un'ottima integrazione dell'impianto con il tessuto osseo.

The Titanmed SL treatment is comparable with the best SLA™ treatments, documented in scientific journals. It is realized using sand-blasting technique with a technology which allows the maximum consistency of treatment. After this, the surface is etched with acid solutions. The sand-blasting step creates a macro roughness on the surface of the implant, then a micro roughness is formed on top of these with the acid etching process. The resulting texture of the surface generates a structure that is suitable for anchoring osteoblast cells, favouring the optimal integration of the implant with the bone tissue.

## IMPIANTO TAPERED IMPLANT TAPERED



Collarino macchinato h 1 mm fornisce più flessibilità nel posizionamento e conservi l'osso creale  
Machined neck h 1 mm provides more flexibility in positioning and preserves the crestal bone

Nucleo conico  
CylindricTapered

Filetto a tre principi  
Spire a V a 60°  
Three-principle thread  
60° V-threads

Trattamento di superficie SL Titanmed, compatibile con i migliori trattamenti SLA™  
SL Titanmed surface treatment, compatible with the best SLA™ treatments

Scarico in parte apicale serve come sistema antirotazionale  
Apical cutting part used as anti-rotational system

## MATERIALE MATERIAL

Il titanio Grado 4 per uso medico di primissima qualità, proveniente esclusivamente dagli U.S.A. viene utilizzato per la realizzazione degli impianti. Per tutti gli altri componenti viene utilizzato il titanio medico Grado 5.

Premium grade 4 titanium for medical applications, sourced exclusively from the U.S.A. is used for implants manufacture. Grade 5 medical grade titanium is used for all other components.

## PORTATORE MOUNTER

Gli impianti SCREW vengono forniti dotati di portatore, che è utilizzato per posizionare l'impianto nel sito chirurgico. Il codice colore del portatore identifica la misura della piattaforma dell'impianto.

Successivamente, il portatore può fungere anche da transfer, da moncone provvisorio o, in alcuni casi, anche da moncone permanente grazie alla vite di connessione inclusa che consente il serraggio definitivo a 30 Ncm.

The SCREW implants are supplied with a mounter, which is used to position the implant at the surgical site. The colour code of the mounter identifies the size of the implant platform. Later, the mounter can also be used as a transfer, a provisional abutment or, in some cases, even a permanent abutment thanks to the included connecting screw that allows definitive torque to 30 Ncm.



## VITE DI CONNESSIONE CONNECTING SCREW



Tutte le viti di connessione delle parti protesiche, monconi a pallina OTK, MUA, viti tappo e viti di guarigione hanno lo stesso esagono 1,26 mm e quindi si usa sempre un solo cacciavite o una sola connessione per cricchetto/motore.

Le viti di connessione delle parti protesiche nonostante abbiano, a seconda del diametro dell'impianto, stesso filetto e impronta possono essere differenti per lunghezza totale, altezza testa, inclinazione sottotesta, ecc.

All connecting screws of prosthetic parts, OTK ball abutments, MUA, cover screws and healing screws have the same 1.26 mm hexagon and therefore only one screwdriver or ratchet/motor connection is always used.


The connecting screws of the prosthetic parts, although they have, depending on the diameter of the implant, the same thread and the same imprint, may be different in terms of overall length, head height, inclination under the head, etc.

## NOTE SUL SERRAGGIO RACCOMANDATO RECOMMENDED TORQUE NOTE

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| IMPIANTO<br>IMPLANT                                 | <b>50 Ncm</b> |
| VITE TAPPO<br>COVER SCREW                           | <b>20 Ncm</b> |
| COMPONENTI DA LABORATORIO<br>LAB COMPONENTS         | <b>10 Ncm</b> |
| PARTI PROTESICHE<br>PROSTHETIC PARTS                | <b>30 Ncm</b> |
| MUA<br>MUA                                          | <b>30 Ncm</b> |
| MUA COMPONENTI DA LABORATORIO<br>MUA LAB COMPONENTS | <b>10 Ncm</b> |
| MUA PARTI PROTESICHE<br>MUA PROSTHETIC PARTS        | <b>20 Ncm</b> |

## PREPARAZIONE SITO IMPANTARE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO IMPLANT SITE PREPARATION AND IMPLANT POSITIONING

SCREW




## 01 IMPIANTI SCREW STRAIGHT IMPLANTS SCREW STRAIGHT

### IMPIANTO STRAIGHT Ø3.3 STRAIGHT IMPLANT Ø3.3



Vite tappo inclusa.  
 Cover screw included.  
 Venduto incluso di portatore anodizzata secondo codice colore. Il portatore puo' essere utilizzato anche come transfer e come moncone provvisorio.  
 It is supplied with a mounter anodized according to color code. The mounter can also be used as a transfer and as a temporary abutment.



SCRIMP001


SCRIMP003

SCRIMP002

### IMPIANTO STRAIGHT Ø3.7 STRAIGHT IMPLANT Ø3.7



Vite tappo inclusa.  
 Cover screw included.  
 Venduto incluso di portatore anodizzata secondo codice colore. Il portatore puo' essere utilizzato anche come transfer e come moncone provvisorio.  
 It is supplied with a mounter anodized according to color code. The mounter can also be used as a transfer and as a temporary abutment.



SCRIMP004

SCRIMP005


SCRIMP006

SCRIMP007

### IMPIANTO STRAIGHT Ø4,7 STRAIGHT IMPLANT Ø4,7



Vite tappo inclusa.  
 Cover screw included.  
 Venduto incluso di portatore anodizzata secondo codice colore. Il portatore puo' essere utilizzato anche come transfer e come moncone provvisorio.  
 It is supplied with a mounter anodized according to color code. The mounter can also be used as a transfer and as a temporary abutment.



SCRIMP009

SCRIMP010

SCRIMP012

SCRIMP011

# 01 IMPIANTI SCREW TAPERED IMPLANTS SCREW TAPERED

## IMPIANTO TAPERED Ø3,7 TAPERED IMPLANT Ø3,7



Vite tappo inclusa.  
 Cover screw included.  
 Venduto incluso di portatore anodizzata secondo codice colore. Il portatore puo' essere utilizzato anche come transfer e come moncone provvisorio.  
 It is supplied with a mounter anodized according to color code. The mounter can also be used as a transfer and as a temporary abutment.

H10

H11,5

H13



SCRIMP017

SCRIMP018

SCRIMP019

## IMPIANTO TAPERED Ø4,1 TAPERED IMPLANT Ø4,1



Vite tappo inclusa.  
 Cover screw included.  
 Venduto incluso di portatore anodizzata secondo codice colore. Il portatore puo' essere utilizzato anche come transfer e come moncone provvisorio.  
 It is supplied with a mounter anodized according to color code. The mounter can also be used as a transfer and as a temporary abutment.

H10

H11,5

H13



SCRIMP015

SCRIMP016

SCRIMP014

## IMPIANTO TAPERED Ø4,7 TAPERED IMPLANT Ø4,7



Vite tappo inclusa.  
 Cover screw included.  
 Venduto incluso di portatore anodizzata secondo codice colore. Il portatore puo' essere utilizzato anche come transfer e come moncone provvisorio.  
 It is supplied with a mounter anodized according to color code. The mounter can also be used as a transfer and as a temporary abutment.

H10

H11,5

H13




SCRIMP026

SCRIMP027

SCRIMP028

## PRESA D'IMPRONTA IMPRESSION TAKING



## 02 COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS

### TRANSFER OPEN TRAY IMPRESSION COPING OPEN TRAY



|       |           |
|-------|-----------|
| Ø 3,3 | SCRPPR002 |
| 3,7   | SCRPPR002 |
| 4,1   | SCRPPR002 |
| 4,7   | SCRPPR012 |

Componente anodizzato secondo codice colore  
 Anodized component according to color code  
 Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

### TRANSFER CLOSED TRAY IMPRESSION COPING CLOSED TRAY



|       |           |
|-------|-----------|
| Ø 3,3 | SCRPPR050 |
| 3,7   | SCRPPR050 |
| 4,1   | SCRPPR050 |

Componente anodizzato secondo codice colore  
 Anodized component according to color code  
 Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included


### ANALOGO IMPLANT REPLICA



|       |           |
|-------|-----------|
| Ø 3,3 | SCRIMP008 |
| 3,7   | SCRIMP008 |
| 4,1   | SCRIMP008 |
| 4,7   | SCRIMP013 |

Componente anodizzato secondo codice colore  
 Anodized component according to color code

## PROTESIZZAZIONE PROSTHETIC WORKFLOW



## PROTESIZZAZIONE PER OVERDENTURE OVERDENTURE PROSTHETIC WORKFLOW

CRICCHETTO  
 RATCHET



ADATTATORE DA CRICCHETTO  
 ADAPTER FOR RATCHET



DRIVER DA MOTORE PER CLAK  
 MOTOR DRIVER FOR CLAK



DRIVER MULTITOOLO PER CLAK  
 MULTITOOLO DRIVER FOR CLAK



DRIVER UNIVERSALE 3-IN-1 PER CLAK  
 CLAK 3-IN-1 UNIVERSAL DRIVER



DRIVER PER VITI ES.1,26 DA MOTORE  
 DRIVER FOR SCREW HEX 1,26 FOR MOTOR



DRIVER PER VITI ES.1,26 DA CRICCHETTO  
 DRIVER FOR SCREW HEX 1,26 FOR RATCHET



CACCIAVITE DIGITALE PER VITI ES.1,26  
 DIGITAL SCREWDRIVER FOR SCREW HEX 1,26



CLAK  
 CLAK ABUTMENT



CAPPETTA AMMORTIZZO BASSA APERTA  
 DAMPING CAP LOW OPEN



OTK



IMPIANTO  
 IMPLANT

## 03 PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS

### VITE DI GUARIGIONE HEALING SCREW

H



|   |     | 2         | 4         | 6         |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| Ø | 3,3 | SCRVIT008 | SCRVIT007 | SCRVIT020 |
|   | 3,7 | SCRVIT008 | SCRVIT007 | SCRVIT020 |
|   | 4,1 | SCRVIT008 | SCRVIT007 | -         |
|   | 4,7 | SCRVIT012 | SCRVIT011 | -         |

Componente anodizzato secondo codice colore  
 Anodized component according to color code

### MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE TEMPORARY NON ROTATING ABUTMENT



|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Ø | 3,3 | SCRPPR064 |
|   | 3,7 | SCRPPR064 |
|   | 4,1 | SCRPPR064 |
|   | 4,7 | SCRPPR072 |

Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

### MONCONE PROVVISORIO ROTANTE TEMPORARY ROTATING ABUTMENT



|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Ø | 3,3 | SCRPPR065 |
|   | 3,7 | SCRPPR065 |
|   | 4,1 | SCRPPR065 |
|   | 4,7 | SCRPPR073 |

Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

### MONCONE DRITTO STRAIGHT ABUTMENT



|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Ø | 3,3 | SCRPPR005 |
|   | 3,7 | SCRPPR005 |
|   | 4,1 | SCRPPR005 |
|   | 4,7 | SCRPPR009 |

Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

## MONCONE ESTETICO DRITTO AESTHETIC STRAIGHT ABUTMENT



| Ø   | H         |           |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | 1         | 2         | 3         | 4         |
| 3,3 | SCRPPR044 | SCRPPR045 | SCRPPR114 | SCRPPR115 |
| 3,7 | SCRPPR044 | SCRPPR045 | SCRPPR114 | SCRPPR115 |
| 4,1 | SCRPPR044 | SCRPPR045 | SCRPPR114 | SCRPPR115 |

Vite di connessione inclusa

Connecting screw included

La parte fresabile NON è compatibile con le Cappette Zimmer™ Screw-Vent™.

The milling part is NOT compatible with Zimmer™ Screw-Vent™ Caps.

## MONCONE INCLINATO 15° 15° ANGLED ABUTMENT



|     |           |
|-----|-----------|
| 3,3 | SCRPPR014 |
| 3,7 | SCRPPR014 |
| 4,1 | SCRPPR014 |
| 4,7 | SCRPPR015 |

Vite di connessione inclusa

Connecting screw included

## MONCONE INCLINATO 25° 25° ANGLED ABUTMENT



|     |           |
|-----|-----------|
| 3,3 | SCRPPR013 |
| 3,7 | SCRPPR013 |
| 4,1 | SCRPPR013 |

Vite di connessione inclusa

Connecting screw included

## MONCONE ESTETICO INCLINATO 15° 15° ANGLED AESTHETIC ABUTMENT



| Ø   | H         |           |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | 1         | 2         | 3         | 4         |
| 3,3 | SCRPPR057 | SCRPPR059 | SCRPPR122 | SCRPPR123 |
| 3,7 | SCRPPR057 | SCRPPR059 | SCRPPR122 | SCRPPR123 |
| 4,1 | SCRPPR057 | SCRPPR059 | SCRPPR122 | SCRPPR123 |

Vite di connessione inclusa

Connecting screw included

La parte fresabile NON è compatibile con le Cappette Zimmer™ Screw-Vent™.

The milling part is NOT compatible with Zimmer™ Screw-Vent™ Caps.

## MONCONE ESTETICO INCLINATO 25° 25° ANGLED AESTHETIC ABUTMENT

|  | Ø   | H         |           |
|--|-----|-----------|-----------|
|  |     | 1         | 2         |
|  | 3,3 | SCRPPR058 | SCRPPR060 |
|  | 3,7 | SCRPPR058 | SCRPPR060 |
|  | 4,1 | SCRPPR058 | SCRPPR060 |



Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

La parte fresabile NON è compatibile con le Cappette Zimmer™ Screw-Vent™.  
 The milling part is NOT compatible with Zimmer™ Screw-Vent™ Caps.

## MONCONE FRICTION FRICTION ABUTMENT

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Ø | 3,3 | SCRPPR018 |
|   | 3,7 | SCRPPR018 |
|   | 4,1 | SCRPPR018 |
|   | 4,7 | SCRPPR019 |



Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

## MONCONE TBase TBase ABUTMENT

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Ø | 3,3 | SCRPPR061 |
|   | 3,7 | SCRPPR061 |
|   | 4,1 | SCRPPR061 |



Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

Fornito senza Scanbody. Per il rilevamento di posizione con scanner intraorale, il moncone TBase è compatibile con la misura Large degli Scanbody Sirona™ Cerec.

Scanbody not included. For digital impression with intraoral scanner, the TBase is compatible with Scanbody Sirona™ Cerec, size Large.

## MONCONE SOVRAFUSIONE NON ROTANTE Cr/Co NON ROTATING Cr/Co BASE CALCINABLE ABUTMENT



|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Ø | 3,3 | SCRPPR052 |
|   | 3,7 | SCRPPR052 |
|   | 4,1 | SCRPPR052 |
|   | 4,7 | SCRPPR053 |

Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

## MONCONE SOVRAFUSIONE ROTANTE Cr/Co ROTATING Cr/Co BASE CALCINABLE ABUTMENT



|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Ø | 3,3 | SCRPPR063 |
|   | 3,7 | SCRPPR063 |
|   | 4,1 | SCRPPR063 |

Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

## MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE CALCINABLE NON ROTATING ABUTMENT



|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Ø | 3,3 | SCRPPR006 |
|   | 3,7 | SCRPPR006 |
|   | 4,1 | SCRPPR006 |
|   | 4,7 | SCRPPR010 |

Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

## MONCONE CALCINABILE ROTANTE CALCINABLE ROTATING ABUTMENT



|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Ø | 3,3 | SCRPPR043 |
|   | 3,7 | SCRPPR043 |
|   | 4,1 | SCRPPR043 |
|   | 4,7 | SCRPPR024 |

Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

## MONCONE A PALLINA (OTK) BALL ABUTMENT (OTK)



| Ø   | H         |           |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | 1         | 2         | 3         | 4         |
| 3,3 | SCRPPR069 | SCRPPR016 | SCRPPR070 | SCRPPR017 |
| 3,7 | SCRPPR069 | SCRPPR016 | SCRPPR070 | SCRPPR017 |
| 4,1 | SCRPPR069 | SCRPPR016 | SCRPPR070 | SCRPPR017 |
| 4,7 | /         | SCRPPR022 | /         | /         |

## CAPPETTA AMMORTIZZO BASSA APERTA IN TITANIO CON O-RING TITANIUM DAMPING CAP LOW, OPEN WITH O-RING

FRIPPR069



O-RING CONFEZIONE 10 PZ.  
 O-RING 10 PCS PACK

SCRPPR023

## BARRETTA DI SALDATURA (10 PZ.) WELDING BAR (10 PCS)



|     |           |
|-----|-----------|
| 1.2 | VARPPR006 |
| 1.5 | VARPPR005 |
| 2   | VARPPR004 |

Ø

## MONCONE CLAK CLAK ABUTMENT



|   |     | H         |           |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |     | 1         | 2         | 3         | 4         |
| Ø | 3,3 | SCRPPR096 | SCRPPR097 | SCRPPR098 | SCRPPR099 |
|   | 3,7 | SCRPPR096 | SCRPPR097 | SCRPPR098 | SCRPPR099 |

## TRANSFER PER CLAK (CONFEZIONE DA 4 PEZZI) CLAK IMPRESSION COPY (FOUR-PIECES PACK)



CLKPPR010

ANALOGO PER CLAK (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)  
CLAK REPLICA (FOUR-PIECES PACK)



CLKPPR012

CAPPETTA PER CLAK IN TITANIO (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)  
CLAK TITANIUM CLAK (TWO-PIECES PACK)



CLKPPR011

INCLUSO DI ANELLO PER CLAK DA LABORATORIO (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)  
CLAK MID CAP FOR LAB INCLUDED (FOUR-PIECES PACK)



KIT CAPPETTE PER CLAK 0° - 20°  
CLAK PROPACK 0° - 20°

CLKPPR013



KIT CAPPETTE PER CLAK 20° - 40°  
CLAK PROPACK 20° - 40°

CLKPPR014



CAPPETTA PER CLAK LR 0°-20° - BLU (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)

CLAK MID CAP LR 0°-20° - BLUE (FOUR-PIECES PACK)



CLKPPR001

CAPPETTA PER CLAK MR 0°-20° - ROSA (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)

CLAK MID CAP MR 0°-20° - PINK (FOUR-PIECES PACK)



CLKPPR002

CAPPETTA PER CLAK HR 0°-20° - TRASPARENTE (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)

CLAK MID CAP HR 0°-20° - TRANSPARENT (FOUR-PIECES PACK)



CLKPPR003

CAPPETTA PER CLAK ZR 20°-40° - GRIGIA (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)

CLAK MID CAP ZR 20°-40° - GREY (FOUR-PIECES PACK)



CLKPPR004

CAPPETTA PER CLAK LR 20°-40° - ROSSA (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)

CLAK MID CAP LR 20°-40° - RED (FOUR-PIECES PACK)



CLKPPR005

CAPPETTA PER CLAK MR 20°-40° - GIALLA (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)

CLAK MID CAP MR 20°-40° - YELLOW (FOUR-PIECES PACK)



CLKPPR006

CAPPETTA PER CLAK HR 20°-40° - VERDE (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)


CLAK MID CAP HR 20°-40° - GREEN (FOUR-PIECES PACK)



CLKPPR007


# MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) PER OVERDENTURE - POSIZIONAMENTO

## MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) FOR OVERDENTURE - POSITIONING




## MUA PER OVERDENTURE - PRESA D'IMPRONTA MUA FOR OVERDENTURE - IMPRESSION TAKING

SCREW



## MUA PER OVERDENTURE - PROTESIZZAZIONE

## MUA FOR OVERDENTURE - PROSTHETIC WORKFLOW



## 04 MUA MUA

### MUA DRITTO STRAIGHT MUA



| Ø   | H         |           |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | 1         | 2         | 3         | 4         |
| 3,3 | SCRPPR037 | SCRPPR066 | SCRPPR038 | SCRPPR067 |
| 3,7 | SCRPPR037 | SCRPPR066 | SCRPPR038 | SCRPPR067 |
| 4,1 | SCRPPR037 | SCRPPR066 | SCRPPR038 | SCRPPR067 |

### MUA INCLINATO 17° 17° ANGLED MUA



| Ø   | H         |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|
|     | 2         | 3         | 4         |
| 3,3 | SCRPPR048 | SCRPPR049 | SCRPPR068 |
| 3,7 | SCRPPR048 | SCRPPR049 | SCRPPR068 |
| 4,1 | SCRPPR048 | SCRPPR049 | SCRPPR068 |

Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

### MUA INCLINATO 30° 30° ANGLED MUA



| Ø   | H         |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|
|     | 3         | 4         | 5         |
| 3,3 | SCRPPR051 | SCRPPR041 | SCRPPR042 |
| 3,7 | SCRPPR051 | SCRPPR041 | SCRPPR042 |
| 4,1 | SCRPPR051 | SCRPPR041 | SCRPPR042 |

Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

## 05 COMPONENTI DA LABORATORIO MUA MUA LAB COMPONENTS

### TRANSFER PER MUA CON VITE L 15 IMPRESSION COPING FOR MUA WITH SCREW L 15



SCRPPR079

### VITE DI CONNESSIONE L 20 per transfer per MUA CONNECTING SCREW L 20 for impression coping for MUA

SCRVIT019



## ANALOGO PER MUA

### MUA REPLICA

BRAPPR077

## 06

## PARTI PROTESICHE MUA MUA PROSTHETIC PARTS



### CAPPETTA DI GUARIGIONE IN TITANIO PER MUA TITANIUM HEALING CAP FOR MUA

SCRPPR080

Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included



### CAPPETTA DI GUARIGIONE PER MUA HEALING CAP FOR MUA

SCRPPR075

Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included



### CILINDRO PER PROVVISORIO PER MUA TEMPORARY CYLINDER FOR MUA

SCRPPR077

Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included



### CILINDRO SOVRAFUSIONE PER MUA Cr/Co Cr/Co BASE FOR MUA CALCINABLE ABUTMENT

SCRPPR078

Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included



### CILINDRO CALCINABILE PER MUA CALCINABLE PLASTIC CYLINDER FOR MUA

SCRPPR076

Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included

## 07 STRUMENTARIO TOOLS



FRESA LANCEOLATA  
PRECISION DRILL

VARSTR088



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO PER IMPIANTI STRAIGHT PER  
OSSO MORBIDO E DURO  
DRILLING PROTOCOL FOR IMPLANT STRAIGHT FOR SOFT AND  
DENSE BONE

|   |     | Real Ø drill |           |           |           |           |           |           |
|---|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |     | 1,6          | 1,8       | 2         | 2,8       | 3,25      | 3,75      | 4,25      |
| Ø | 3,3 | BRASTR032    | BRASTR033 | BRASTR034 | SCRSTR007 | /         | /         | /         |
|   | 3,7 | BRASTR032    | BRASTR033 | BRASTR034 | SCRSTR007 | BRASTR036 | /         | /         |
|   | 4,7 | BRASTR032    | BRASTR033 | BRASTR034 | SCRSTR007 | BRASTR036 | PT.STR029 | BRASTR037 |



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO PER IMPIANTI TAPERED PER  
OSSO MORBIDO  
DRILLING PROTOCOL FOR IMPLANT TAPERED FOR SOFT BONE

|   |     | Real Ø drill |           |           |           |           |
|---|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |     | 1,6          | 1,8       | 2         | 2,8       | 3,25      |
| Ø | 3,7 | BRASTR032    | BRASTR033 | BRASTR034 | SCRSTR007 | /         |
|   | 4,1 | BRASTR032    | BRASTR033 | BRASTR034 | SCRSTR007 | BRASTR036 |



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO PER IMPIANTI TAPERED PER  
OSSO DURO  
DRILLING PROTOCOL FOR IMPLANT TAPERED FOR DENSE  
BONE

|   |     | Real Ø drill |           |           |           |           |           |
|---|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |     | 1,6          | 1,8       | 2         | 2,8       | 3,25      | 3,75      |
| Ø | 3,7 | BRASTR032    | BRASTR033 | BRASTR034 | SCRSTR007 | BRASTR036 | /         |
|   | 4,1 | BRASTR032    | BRASTR033 | BRASTR034 | SCRSTR007 | /         | PT.STR029 |



## PIN DI PARALLELISMO PARALLEL PIN

|   |       |           |
|---|-------|-----------|
| Ø | 2/2,7 | SF0STR122 |
|---|-------|-----------|

Dotato di tacche di profondità per impianti H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15

Depth indicator for implants H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15



## IMPLANT DRIVER DA MOTORE IMPLANT DRIVER FOR MOTOR

| L         |           |
|-----------|-----------|
| 22        | 30        |
| SCRSTR009 | SCRSTR010 |



## ADATTATORE DA CRICCHETTO PER IMPLANT DRIVER ADAPTER FOR RATCHET FOR IMPLANT DRIVER

VARSTR086

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed  
 It can be used only with Titanmed ratchets



## IMPLANT DRIVER DA CRICCHETTO IMPLANT DRIVER FOR RATCHET

| L         |           |
|-----------|-----------|
| 12        | 17        |
| SCRSTR003 | SCRSTR004 |

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed  
 It can be used only with Titanmed ratchets



## CACCIAVITE DIGITALE PER VITI ES. 1,26 DIGITAL SCREWDRIVER FOR SCREWS HEX. 1,26

| L         |           |
|-----------|-----------|
| 10        | 15        |
| SCRSTR017 | SCRSTR018 |



## CACCIAVITE MANUALE PER STRUMENTI A CRICCHETTO MANUAL SCREWDRIVER FOR RATCHETS INSTRUMENTS

| L         |
|-----------|
| 170       |
| VARSTR085 |

Utilizzabile solo con driver Titanmed  
 It can be used only with Titanmed driver



## DRIVER PER VITI ES.1,26 DA MOTORE DRIVER FOR SCREWS HEX. 1,26 FOR MOTOR

| L         |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 20        | 26        | 32        |
| SCRSTR015 | SCRSTR005 | SCRSTR006 |



## ADATTATORE DA CRICCHETTO PER DRIVER MOTORE ADAPTER FOR RATCHET FOR MOTOR TOOLS

VARSTR020

Consente di utilizzare tutti i driver motore con i cricchetti Titanmed  
 This adapter allows to use all the drivers for motor with Titanmed ratchets



## DRIVER PER VITI ES.1,26 DA CRICCHETTO DRIVER FOR SCREWS HEX. 1,26 FOR RATCHET

| L         |           |
|-----------|-----------|
| 12        | 17        |
| SCRSTR001 | SCRSTR002 |

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed  
 It can be used only with Titanmed ratchets



## ESTRATTORE PER MONCONI FRICTION FRICTION ABUTMENT REMOVAL SCREW

SCRSTR019

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed  
 It can be used only with Titanmed ratchets



## DRIVER PER MUA DRITTO DA MOTORE DRIVER FOR STRAIGHT MUA FOR MOTOR

| L         |
|-----------|
| 25        |
| BRASTR046 |



CRICCHETTO DINAMOMETRICO  
 TITANMED  
 DYNAMOMETRIC TITANMED RATCHET

VARSTR089



CRICCHETTO FISSO TITANMED  
 FIXED TITANMED RATCHET

VARSTR069



PIN DI PARALLELISMO PER CLAK (CONFEZIONE DA 4 PEZZI)  
 CLAK GUIDE PIN (FOUR-PIECES PACK)

CLKSTR001



DRIVER UNIVERSALE 3-IN-1 PER CLAK  
 CLAK 3-IN-1 UNIVERSAL DRIVER

CLKSTR006



DRIVER MULTITOOL PER CLAK  
 MULTITOOL DRIVER FOR CLAK

| H         |           |
|-----------|-----------|
| 6         | 12        |
| CLKSTR004 | CLKSTR005 |



DRIVER DA MOTORE PER CLAK  
 MOTOR DRIVER FOR CLAK

| H         |           |
|-----------|-----------|
| 6         | 12        |
| CLKSTR002 | CLKSTR003 |

## 08 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALE TERMS

**VALIDITÀ** Il presente listino è l'Ed.2024\_01 e sostituisce le edizioni precedenti.

**ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ** Gli impianti dentali prodotti da Titanmed Srl (d'ora in poi anche "Titanmed") e gli altri dispositivi medicali Titanmed devono essere utilizzati soltanto con componenti e strumenti originali Titanmed, seguendo le istruzioni contenute nelle confezioni. L'uso di dispositivi prodotti da aziende terze o prodotti da Titanmed ma non appartenenti alla linea implantare di riferimento, in combinazione con impianti dentali e dispositivi Titanmed, comporta la decadenza della garanzia e l'annullamento di qualsiasi obbligo, espresso o implicito, dell'azienda Titanmed.

I protocolli clinici forniscono al professionista utilizzatore una guida di riferimento e non devono essere intesi come un'alternativa alla formazione ed esperienza professionale dell'utilizzatore. Il professionista utilizzatore dei dispositivi medicali Titanmed deve accertare l'idoneità del dispositivo in base al singolo paziente ed alle circostanze esistenti.

Titanmed non riconosce alcuna responsabilità, espressa o implicita, né avrà alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, penali o di altro genere da essi derivanti o associati ad eventuali errori commessi nel giudizio professionale, nell'applicazione pratica o nell'inserimento di prodotti Titanmed. Il professionista utilizzatore è inoltre tenuto ad aggiornarsi continuamente sui più recenti sviluppi e sulle applicazioni dei dispositivi medicali Titanmed.

Eventuali descrizioni degli articoli, rappresentazioni, illustrazioni sui cataloghi, materiali illustrativi e commerciali, listini prezzi o altri documenti informativi emessi e distribuiti da Titanmed in qualsiasi forma, sono forniti a scopo meramente illustrativo. L'Acquirente dà atto di non procedere all'acquisto degli articoli riponendo affidamento su tali descrizioni e/o illustrazioni.

**COPYRIGHT E MARCHI DI FABBRICA** È vietata la riproduzione o la pubblicazione anche parziale di questo listino senza autorizzazione scritta di Titanmed Srl, sia in forma cartacea che multimediale. Marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e nomi di società citati in questo documento non sono di proprietà di Titanmed S.r.l. né di aziende ad essa collegate ma sono di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e cioè al fine di fare comprendere caratteristiche e funzionalità dei prodotti di Titanmed, senza alcuna violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutela della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

**ORDINI** Gli ordini degli impianti dentali e dei dispositivi medicali Titanmed possono essere effettuati citando il codice articolo e relativa quantità, con le seguenti modalità:

**TELEFONO:** 0039 0341 363504

lunedì – venerdì 08:30-13:00 / 14:00-17:00

**EMAIL:** ordini@tecomimplantology.com

**SPEDIZIONE DEL MATERIALE** Salvo diversa pattuizione o per cause di forza maggiore, la merce sarà spedita all'indirizzo indicato dall'acquirente entro il termine indicativo di 24 ore lavorative dall'accettazione dell'ordine di acquisto.

**RESO DEL MATERIALE** Il diritto alla sostituzione del materiale acquistato può essere esercitato entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna dei dispositivi e deve essere pre-autorizzato da Titanmed in forma scritta.

Il diritto alla sostituzione del materiale decade totalmente per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Titanmed rilevi l'avvenuta apertura della confezione e/o il danneggiamento della confezione (ancorché sigillata) e/o il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.

Nel caso in cui Titanmed non accetti la sostituzione del bene, provvederà alla restituzione dello stesso all'acquirente, addebitandogli le spese di spedizione.

**MODIFICHE AL PRODOTTO E AI PREZZI** Titanmed si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare gli articoli contenuti in questo listino ed i relativi prezzi o di eliminarli dalla produzione senza alcun preavviso.

**LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE** Le presenti Condizioni di Vendita saranno disciplinate ed interpretate secondo il diritto italiano e soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).

**VALIDITY** This pricelist is the Ed.2024\_01 and replaces any previous editions.

**EXCLUSION OF RESPONSIBILITY** The dental implants manufactured by Titanmed Srl (hereinafter also "Titanmed") and other Titanmed medical devices may be used only with original Titanmed components and instruments, following the instructions provided inside the package. The use of devices manufactured by other companies or manufactured by Titanmed but not belonging to the same implant line shall invalidate the warranty and terminate any explicit or implicit obligation of Titanmed. The clinical protocols provide the practitioner with a reference guide and shall not be construed as an alternative to the user's training and professional experience.

The practitioner using Titanmed medical devices must ensure that device being used is suited to the patient and to existing circumstances. Titanmed does not acknowledge any explicit or implicit responsibility, nor shall it have any responsibility for any direct, indirect, criminal or other damage deriving from or associated with any mistakes in professional judgements, in the practical application or insertion of Titanmed products. The practitioner is also under the obligation to keep up-to-date at all times with the most recent developments and applications of Titanmed medical devices.

Any descriptions of the products, depictions, illustrations in catalogues, illustrative and sales materials, price lists or other informative documents issued and distributed by Titanmed in any form are provided only for explicative purposes. The Purchaser acknowledges that he/she does not purchase the products on the basis of such descriptions and/or illustrations.

**COPYRIGHT AND TRADEMARKS** It is strictly prohibited to copy or publish all or any part of this pricelist without the written authorisation of Titanmed in any paper and electronic form. Third-party brands, product names, trademarks and corporate names mentioned are trademarks owned by the legitimate owners and trademarks registered by other companies have been used for explanatory purposes only, with the aim to illustrate Titanmed's product features, without breach any of the Copyright rights in force. Protection of privacy pursuant to Italian Legislative Decree 196/2003.

**ORDER PLACEMENT** Titanmed dental implants and medical devices can be ordered by quoting the product code and desired quantity, in the following ways:

**TELEPHONE:** 0039 (0)341 363504

Monday – Friday 08:30-13:00 / 14:00-17:00

**EMAIL:** export@tecomimplantology.com

**PRODUCT SHIPMENTS** Unless otherwise agreed or in cases of force majeure, the goods will be shipped to the address indicated by the client within approximately 24 hours from the acceptance of the purchase order.

**RETURNED MATERIALS** The right to have purchased products replaced may be exercised within 5 working days from the products delivery date and must be pre-authorised by Titanmed in writing.

The right to replacement shall be cancelled in the event the product integrity (packaging and/or its content) is compromised. For example in the cases in which Titanmed observes that the package has been opened and/or that the package has been damaged (even if still sealed) and/or that the product has been damaged other than for transportation.

If Titanmed does not accept to replace the product, it will return it, charging shipment costs to the Purchaser.

**CHANGES TO THE PRODUCTS AND PRICES** Titanmed reserves the right to make changes to the products contained in this pricelist and to their prices or to discontinue their production at any time, without having to give prior notice.

**APPLICABLE LAW AND JURISDICTION** These Sales Terms shall be governed and interpreted according to Italian law and the exclusive place of jurisdiction shall be the courts of Milan (Italy).



## CONTATTI

TITANMED S.r.l.

Sede amministrativa e operativa:  
Via Piedimonte 8/B  
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504  
Email: [ordini@tecomimplantology.com](mailto:ordini@tecomimplantology.com)

## CONTACTS

TITANMED S.r.l.

Administrative and operational location:  
Via Piedimonte 8/B  
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504  
Email: [export@tecomimplantology.com](mailto:export@tecomimplantology.com)



[www.titanmed.it](http://www.titanmed.it)  
[www.tecomimplantology.com](http://www.tecomimplantology.com)