




STR TL
Catalogo/Catalogue

Tecom

IMPLANTOLOGY

PRODUTTORI DI SISTEMI IMPLANTARI COMPATIBILI

Disponiamo di oltre duemila prodotti compatibili con i più rinomati marchi di implantologia, offrendo componenti protesici e di laboratorio, strumenti e sistemi implantari completi.

COMPATIBLE IMPLANT SYSTEMS MANUFACTURER

We have over two thousand products compatible with the most renowned implantology brands, offering prosthetic and laboratory components, instruments and complete implant systems.

CC SYSTEM	Compatibile con	Sistema implantare NobelActive® prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelParallel™ Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelReplace® Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™
BRANE	Compatibile con	Sistema implantare Brånemark System® e NobelSpeedy® Groovy prodotto da Nobel Biocare™
BRANE-Z VITI ZIGOMATICHE	Compatibile con	Brånemark System Zygoma™ Machined prodotto da Nobel Biocare™
FRIA	Compatibile con	Sistema implantare Xive® S prodotto da Dentsply Syrona®
MINI-IMPIANTO	Ispirato a	mini impianti monofasici prodotti da Intra-Lock®
PT	Compatibile con	Sistema implantare Pitt-Easy® prodotto da Sybron Implant Solutions (ora distribuito come SyEasy da Simpla®)
REP	Compatibile con	Sistemi implantari NobelReplace® Straight e Tapered e con Replace Select™ Tapered prodotti da Nobel Biocare™
SCREW	Compatibile con	Sistema implantare Screw-Vent® prodotto da Zimmer®
STR	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Tissue Level prodotto da Straumann®
STR BL	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Bone Level prodotto da Straumann®

I marchi e i produttori sopracitati sono menzionati al solo fine di fornire informazioni in merito alla compatibilità dei prodotti Tecom Implantology® con gli originali di riferimento. Non vi è alcuna relazione imprenditoriale e/o commerciale fra Titanmed Srl e i produttori sopracitati.

Titanmed Srl è proprietaria esclusivamente del marchio Tecom Implantology® e non ha alcun diritto sugli altri marchi menzionati.

The aforementioned brands and manufacturers are mentioned for the sole purpose of providing information about the compatibility of Tecom Implantology® products with the reference original products. There is no entrepreneurial and/or commercial relationship between Titanmed Srl and the aforementioned manufacturers.

Titanmed Srl owns exclusively the Tecom Implantology® trademark and has no rights to the other mentioned brands.

INDICE

INDEX


Caratteristiche del sistema implantare STR TL STR TL implant system features	pag. 4
Preparazione sito impiantare e posizionamento impianto Implant site preparation and implant positioning - Impianti - Implants	pag. 7
Presca d'impronta Impression taking - Componenti da laboratorio - Lab components	pag. 10
Protesizzazione Prosthetic workflow - Parti protesiche - Prosthetic parts	pag. 12
MUA (multi unit abutment) per overdenture MUA (multi unit abutment) for overdenture - MUA - MUA - Componenti da laboratorio per MUA - MUA Lab components - Parti protesiche per MUA - MUA Prosthetic parts	pag. 16
Strumentario Tools	pag. 22
Condizioni generali di vendita General sale terms	pag. 27

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IMPLANTARE STR TL

STR TL IMPLANT SYSTEM FEATURES

IMPIANTO PLUS

IMPLANT PLUS



Connessione ottagonale interna 3.4 mm
Colletto svasato macchinato 2,4 mm per favorire la guarigione dei tessuti molli
Octagonal internal connection 3.4 mm
Machined flared collar 2.4 mm to promote soft tissue healing

Corpo cilindrico con filetto a un principio
Cylindrical body shape with single principle threads

Trattamento di superficie SL Titanmed
SL Titanmed surface treatment

Il passo del filetto è di 1mm per gli impianti Ø 3,3mm e di 1,25mm per tutti gli altri diametri
The thread pitch is 1mm for Ø 3.3mm implants and 1.25mm for all other diameters

Forma dell'apice: a cupola
Apex shape: dome

IMPIANTO PLUS

Sezione del collo di 2,4 mm per le classiche procedure del one-stage, in cui l'impianto viene posizionato a livello dei tessuti molli (sommerso fino al margine della superficie trattata SL Titanmed) e non viene coperto dai tessuti molli durante la fase di guarigione. Gli impianti Plus sono disponibili con Regular Neck (RN).

Gli impianti Plus e Tapered montano la stessa protesi.

IMPLANT PLUS

Neck section of 2.4 mm for classic single stage procedures, where the implant is placed at soft tissue level and not covered with soft tissue (submerged up to the edge of the SL Titanmed treated surface) during the healing phase.

Plus Implants are available with a Regular Neck (RN).

Plus and Tapered implants fit the same prosthesis range.

IMPIANTO TAPERED IMPLANT TAPERED



Connessione ottagonale interna 3.4 mm
Colletto svasato macchinato 2,4 mm per favorire la
guarigione dei tessuti molli
Octagonal internal connection 3.4 mm
Machined flared collar 2.4 mm to promote soft tissue
healing

Morfologia del corpo conica
Tapered body shape

Trattamento di superficie SL Titanmed
SL Titanmed surface treatment

Forma dell'apice: a cupola
Apex shape: dome

IMPIANTO TAPERED

Design anatomico speciale, per inserimento immediato oppure a seguito di un'estrazione o la perdita dei denti naturali.

Grazie alla sezione liscia del collo di 2.4 mm, la guarigione può avvenire per via trans- o sottogengivale.

Gli impianti Tapered sono disponibili con Regular Neck (RN) e con Wide Neck (WN)

Gli impianti Plus e Tapered montano la stessa protesi.

IMPLANT TAPERED

Special anatomical design, for immediate or early implantation following extraction or loss of natural teeth.

With the smooth neck section of 2.4 mm, healing can occur trans- or subgingivally.

Tapered Implants are available with a Regular Neck (RN) and Wide Neck (WN) prosthetic platform.

Plus and Tapered implants fit the same prosthesis range.

TRATTAMENTO SL SL SURFACE TREATMENT

Il trattamento SL Titanmed è tecnicamente comparabile ai migliori SLA™ maggiormente documentati in letteratura. Viene realizzato con una tecnica di sabbiatura con una tecnologia che permette la massima costanza di trattamento. A questa segue la mordenzatura con soluzioni acide. La sabbiatura genera sulla superficie dell'impianto una macrorugosità, a cui si sovrappone una micro-rugosità ottenuta tramite il processo di mordenzatura acida. La topografia superficiale che ne deriva genera la struttura idonea all'ancoraggio delle cellule osteoblaste e favorisce un'ottima integrazione dell'impianto con il tessuto osseo.

The Titanmed SL treatment is comparable with the best SLA™ treatments, documented in scientific journals. It is realized using sand-blasting technique with a technology which allows the maximum consistency of treatment. After this, the surface is etched with acid solutions. The sand-blasting step creates a macro roughness on the surface of the implant, then a micro roughness is formed on top of these with the acid etching process. The resulting texture of the surface generates a structure that is suitable for anchoring osteoblast cells, favouring the optimal integration of the implant with the bone tissue.

MATERIALE MATERIAL

Il titanio Grado 4 per uso medicale di primissima qualità, proveniente esclusivamente dagli U.S.A. viene utilizzato per la realizzazione degli impianti. Per tutti gli altri componenti viene utilizzato il titanio medicale Grado 5. Premium grade 4 titanium for medical applications, sourced exclusively from the U.S.A. is used for implants manufacture. Grade 5 medical grade titanium is used for all other components.

VITE DI CONNESSIONE CONNECTING SCREW



Titanmed le produce con l'impronta tipo M 2 - STELLA (TORX)

Titanmed produces them with the M 2 - STAR (TORX) type impression

Le viti di connessione delle parti protesiche nonostante abbiano stesso filetto e impronta possono essere, a seconda del diametro dell'impianto, differenti per lunghezza totale, altezza testa, inclinazione sottotesta, ecc.

The connecting screws of the prosthetic parts have the same thread and the same imprint may be different, depending on the diameter of the implant, in terms of overall length, head height, inclination under the head, etc.


NOTE SUL SERRAGGIO RACCOMANDATO RECOMMENDED TORQUE NOTE

IMPIANTO IMPLANT	35 Ncm
VITE TAPPO COVER SCREW	10 Ncm
COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS	10 Ncm
PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS	30 Ncm
MUA MUA	30 Ncm
MUA COMPONENTI DA LABORATORIO MUA LAB COMPONENTS	10 Ncm
MUA PARTI PROTESICHE MUA PROSTHETIC PARTS	20 Ncm

PREPARAZIONE SITO IMPANTARE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO IMPLANT SITE PREPARATION AND IMPLANT POSITIONING

I prodotti della linea STR Tecom Implantology® devono essere installati servendosi dello strumentario originale della linea Tissue Level prodotta da Straumann®

STR Tecom Implantology® products should be installed using the original tools of Tissue Level line produced by Straumann®



I prodotti della linea STR Tecom Implantology® devono essere installati servendosi dello strumentario originale della linea Tissue Level prodotta da Straumann®

STR Tecom Implantology® products should be installed using the original tools of Tissue Level line produced by Straumann®

Gli impianti vengono venduti inclusi di montatore, vite di connessione tra driver e montatore e un'ulteriore vite di connessione per l'utilizzo successivo del montatore come moncone temporaneo per ponti.

01 IMPIANTI STR PLUS

STR PLUS IMPLANTS

STR

IMPIANTO PLUS Ø3.3 RN

IMPLANT PLUS Ø3.3 RN

Fornito con portatore.
 Supplied with mounter.
 Vite tappo inclusa.
 Cover screw included.

H8

H10

H12



STMIMP015

STMIMP007

STMIMP008

IMPIANTO PLUS Ø4.1 RN

IMPLANT PLUS Ø4.1 RN

Fornito con portatore.
 Supplied with mounter.
 Vite tappo inclusa.
 Cover screw included.

H8

H10

H12



STMIMP011

STMIMP009

STMIMP010

IMPIANTO PLUS Ø4.8 RN

IMPLANT PLUS Ø4.8 RN

Fornito con portatore.
 Supplied with mounter.
 Vite tappo inclusa.
 Cover screw included.

H8

H10

H12



STMIMP012

STMIMP013

STMIMP014

01 IMPIANTI STR TAPERED

STR TAPERED IMPLANTS

IMPIANTO TAPERED Ø4.1 RN

IMPLANT TAPERED Ø4.1 RN

Fornito con portatore.
Supplied with mounter.
Vite tappo inclusa.
Cover screw included.

H8



STMIMP001

H10



STMIMP002

H12



STMIMP003

IMPIANTO TAPERED Ø4.8 WN

IMPLANT TAPERED Ø4.8 WN

Fornito con portatore.
Supplied with mounter.
Vite tappo inclusa.
Cover screw included.

H8



STMIMP004

H10



STMIMP005

H12




STMIMP006

STR

PRESA D'IMPRONTA IMPRESSION TAKING

I prodotti della linea STR Tecom Implantology® devono essere installati servendosi dello strumentario originale della linea Tissue Level prodotta da Straumann®

STR Tecom Implantology® products should be installed using the original tools of Tissue Level line produced by Straumann®



02 COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS

TRANSFER OPEN TRAY IMPRESSION COPING OPEN TRAY



Ø	3,3 RN	STMPPR012
	4,1 RN	STMPPR012
	4,8 RN	STMPPR012

Componente anodizzato secondo codice colore: rosso
 Anodized component according to color code: red
 Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included



ANALOGO IMPLANT REPLICA

Ø	3,3 RN	STMPPR014
	4,1 RN	STMPPR014
	4,8 RN	STMPPR014

I prodotti della linea STR Tecom Implantology® devono essere installati servendosi dello strumentario originale della linea Tissue Level prodotta da Straumann®

STR Tecom Implantology® products should be installed using the original tools of Tissue Level line produced by Straumann®



03 PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS

CAPPETTA DI GUARIGIONE HEALING SCREW



		H		
		2	3	4,5
Ø	3,3 RN	STMPPR002	STMPPR001	STMPPR003
	4,1 RN	STMPPR002	STMPPR001	STMPPR003
	4,8 RN	STMPPR002	STMPPR001	STMPPR003

MONCONE PROVVISORIO PER CORONA TEMPORARY/CROWN ABUTMENT



Ø	3,3 RN	STMPPR017
	4,1 RN	STMPPR017
	4,8 RN	STMPPR017

Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE PROVVISORIO PER PONTE TEMPORARY/BRIDGE ABUTMENT



Ø	3,3 RN	STMPPR004
	4,1 RN	STMPPR004
	4,8 RN	STMPPR004
	4,8 WN	STMPPR005

Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE PIENO GIALLO 6° SOLID ABUTMENT 6° YELLOW



		H
		4
Ø	3,3 RN	STMPPR007
	4,1 RN	STMPPR007
	4,8 RN	STMPPR007

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code

MONCONE PIENO GRIGIO 6° SOLID ABUTMENT 6° GREY



	H
	5,5
3,3 RN	STMPPR008
Ø 4,1 RN	STMPPR008
4,8 RN	STMPPR008

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code

MONCONE PIENO BLU 6° SOLID ABUTMENT 6° BLUE



	H
	7
3,3 RN	STMPPR009
Ø 4,1 RN	STMPPR009
4,8 RN	STMPPR009

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code

MONCONE PIENO VERDE 6° SOLID ABUTMENT 6° GREEN



	H
	4
Ø 4,8 WN	STMPPR006

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code

MONCONE PIENO MARRONE 6° SOLID ABUTMENT 6° BROWN



	H
	5,5
Ø 4,8 WN	STMPPR023

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code

MONCONE DRITTO VITE PASSANTE STRAIGHT ABUTMENT PASSING SCREW



3,3 RN	STMPPR024
Ø 4,1 RN	STMPPR024
4,8 RN	STMPPR024

Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE INCLINATO 15° TIPO A e B 15° ANGLED ABUTMENT TYPE A and B



		TIPO A	TIPO B
Ø	3,3 RN	STMPPR010	STMPPR013
	4,1 RN	STMPPR010	STMPPR013
	4,8 RN	STMPPR010	STMPPR013

Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE NON ROTATING CALCINABLE ABUTMENT



Ø	3,3 RN	STMPPR016
	4,1 RN	STMPPR016
	4,8 RN	STMPPR016

Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE CALCINABILE ROTANTE ROTATING CALCINABLE ABUTMENT



Ø	3,3 RN	STMPPR015
	4,1 RN	STMPPR015
	4,8 RN	STMPPR015

Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

BARRETTA DI SALDATURA (10 PZ.) WELDING BAR (10 PCS)



Ø	1.2	VARPPR006
	1.5	VARPPR005
	2	VARPPR004


MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) PER OVERDENTURE - POSIZIONAMENTO

MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) FOR OVERDENTURE - POSITIONING

CRICCHETTO
RATCHET



ADATTATORE DA CRICCHETTO
ADAPTER FOR RATCHET




DRIVER PER MUA DRETTO DA MOTORE
DRIVER FOR STRAIGHT MUA FOR MOTOR



MUA DRETTO
STRAIGHT MUA




IMPIANTO
IMPLANT



MUA PER OVERDENTURE - PRESA D'IMPRONTA MUA FOR OVERDENTURE - IMPRESSION TAKING

I prodotti della linea STR Tecom Implantology® devono essere installati servendosi dello strumentario originale della linea Tissue Level prodotta da Straumann®

STR Tecom Implantology® products should be installed using the original tools of Tissue Level line produced by Straumann®




MUA PER OVERDENTURE - PROTESIZZAZIONE

MUA FOR OVERDENTURE - PROSTHETIC WORKFLOW

I prodotti della linea STR Tecom Implantology® devono essere installati servendosi dello strumentario originale della linea Tissue Level prodotta da Straumann®

STR Tecom Implantology® products should be installed using the original tools of Tissue Level line produced by Straumann®



04 MUA MUA

MUA DRITTO STRAIGHT MUA



	3,3 RN	STMPPR021
Ø	4,1 RN	STMPPR021
	4,8 RN	STMPPR021

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code
 Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

05 COMPONENTI DA LABORATORIO MUA MUA LAB COMPONENTS

TRANSFER PER MUA CON VITE L 15 IMPRESSION COPING FOR MUA WITH SCREW L 15

BRAPPR087



ATTENZIONE: richiedere vite di connessione
 WARNINGS: require connecting screw

STMVIT007

VITE DI CONNESSIONE L 20 per transfer per MUA CONNECTING SCREW L 20 for impression coping for MUA

STMVIT008

ANALOGO PER MUA MUA REPLICA



BRAPPR077

06 PARTI PROTESICHE MUA MUA PROSTHETIC PARTS

CAPETTA DI GUARIGIONE IN TITANIO PER MUA TITANIUM HEALING CAP FOR MUA



BRAPPR141

ATTENZIONE: richiedere vite di connessione
WARNINGS: require connecting screw

STMVIT009

CAPETTA DI GUARIGIONE PER MUA HEALING CAP FOR MUA



BRAPPR097

ATTENZIONE: richiedere vite di connessione
WARNINGS: require connecting screw

STMVIT009

CILINDRO PER PROVVISORIO PER MUA TEMPORARY CYLINDER FOR MUA



BRAPPR086

ATTENZIONE: richiedere vite di connessione
WARNINGS: require connecting screw

STMVIT009

CILINDRO SOVRAFUSIONE PER MUA Cr/Co Cr/Co BASE FOR MUA CALCINABLE ABUTMENT



BRAPPR137

ATTENZIONE: richiedere vite di connessione
WARNINGS: require connecting screw

STMVIT009

CILINDRO CALCINABILE PER MUA CALCINABLE PLASTIC CYLINDER FOR MUA



BRAPPR108

ATTENZIONE: richiedere vite di connessione
WARNINGS: require connecting screw

STMVIT009

07 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALE TERMS

VALIDITÀ Il presente listino è l'Ed.2024_01 e sostituisce le edizioni precedenti.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ Gli impianti dentali prodotti da Titanmed Srl (d'ora in poi anche "Titanmed") e gli altri dispositivi medicali Titanmed devono essere utilizzati soltanto con componenti e strumenti originali Straumann®. L'uso di dispositivi prodotti da aziende terze o prodotti da Titanmed ma non appartenenti alla linea implantare di riferimento, in combinazione con impianti dentali e dispositivi Titanmed, comporta la decadenza della garanzia e l'annullamento di qualsiasi obbligo, espresso o implicito, dell'azienda Titanmed.

I protocolli clinici forniscono al professionista utilizzatore una guida di riferimento e non devono essere intesi come un'alternativa alla formazione ed esperienza professionale dell'utilizzatore. Il professionista utilizzatore dei dispositivi medicali Titanmed deve accertare l'idoneità del dispositivo in base al singolo paziente ed alle circostanze esistenti.

Titanmed non riconosce alcuna responsabilità, espressa o implicita, né avrà alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, penali o di altro genere da essi derivanti o associati ad eventuali errori commessi nel giudizio professionale, nell'applicazione pratica o nell'inserimento di prodotti Titanmed. Il professionista utilizzatore è inoltre tenuto ad aggiornarsi continuamente sui più recenti sviluppi e sulle applicazioni dei dispositivi medicali Titanmed.

Eventuali descrizioni degli articoli, rappresentazioni, illustrazioni sui cataloghi, materiali illustrativi e commerciali, listini prezzi o altri documenti informativi emessi e distribuiti da Titanmed in qualsiasi forma, sono forniti a scopo meramente illustrativo. L'Acquirente dà atto di non procedere all'acquisto degli articoli riponendo affidamento su tali descrizioni e/o illustrazioni.

COPYRIGHT E MARCHI DI FABBRICA È vietata la riproduzione o la pubblicazione anche parziale di questo listino senza autorizzazione scritta di Titanmed Srl, sia in forma cartacea che multimediale. Marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e nomi di società citati in questo documento non sono di proprietà di Titanmed S.r.l. né di aziende ad essa collegate ma sono di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e cioè al fine di fare comprendere caratteristiche e funzionalità dei prodotti di Titanmed, senza alcuna violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutela della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

ORDINI Gli ordini degli impianti dentali e dei dispositivi medicali Titanmed possono essere effettuati citando il codice articolo e relativa quantità, con le seguenti modalità:

TELEFONO: 0039 0341 363504

lunedì – venerdì 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: ordini@tecomimplantology.com

SPEDIZIONE DEL MATERIALE Salvo diversa pattuizione o per cause di forza maggiore, la merce sarà spedita all'indirizzo indicato dall'acquirente entro il termine indicativo di 24 ore lavorative dall'accettazione dell'ordine di acquisto.

RESO DEL MATERIALE Il diritto alla sostituzione del materiale acquistato può essere esercitato entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna dei dispositivi e deve essere pre-autorizzato da Titanmed in forma scritta.

Il diritto alla sostituzione del materiale decade totalmente per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Titanmed rilevi l'avvenuta apertura della confezione e/o il danneggiamento della confezione (ancorché sigillata) e/o il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.

Nel caso in cui Titanmed non accetti la sostituzione del bene, provvederà alla restituzione dello stesso all'acquirente, addebitandogli le spese di spedizione.

MODIFICHE AL PRODOTTO E AI PREZZI Titanmed si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare gli articoli contenuti in questo listino ed i relativi prezzi o di eliminarli dalla produzione senza alcun preavviso.

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE Le presenti Condizioni di Vendita saranno disciplinate ed interpretate secondo il diritto italiano e soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).

VALIDITY This pricelist is the Ed.2024_01 and replaces any previous editions.

EXCLUSION OF RESPONSIBILITY The dental implants manufactured by Titanmed Srl (hereinafter also "Titanmed") and other Titanmed medical devices may be used only with original Straumann® instruments. The use of devices manufactured by other companies or manufactured by Titanmed but not belonging to the same implant line shall invalidate the warranty and terminate any explicit or implicit obligation of Titanmed.

The clinical protocols provide the practitioner with a reference guide and shall not be construed as an alternative to the user's training and professional experience.

The practitioner using Titanmed medical devices must ensure that device being used is suited to the patient and to existing circumstances. Titanmed does not acknowledge any explicit or implicit responsibility, nor shall it have any responsibility for any direct, indirect, criminal or other damage deriving from or associated with any mistakes in professional judgements, in the practical application or insertion of Titanmed products. The practitioner is also under the obligation to keep up-to-date at all times with the most recent developments and applications of Titanmed medical devices.

Any descriptions of the products, depictions, illustrations in catalogues, illustrative and sales materials, price lists or other informative documents issued and distributed by Titanmed in any form are provided only for explicative purposes. The Purchaser acknowledges that he/she does not purchase the products on the basis of such descriptions and/or illustrations.

COPYRIGHT AND TRADEMARKS It is strictly prohibited to copy or publish all or any part of this pricelist without the written authorisation of Titanmed in any paper and electronic form. Third-party brands, product names, trademarks and corporate names mentioned are trademarks owned by the legitimate owners and trademarks registered by other companies have been used for explanatory purposes only, with the aim to illustrate Titanmed's product features, without breach any of the Copyright rights in force. Protection of privacy pursuant to Italian Legislative Decree 196/2003.

ORDER PLACEMENT Titanmed dental implants and medical devices can be ordered by quoting the product code and desired quantity, in the following ways:

TELEPHONE: 0039 (0)341 363504

Monday – Friday 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: export@tecomimplantology.com

PRODUCT SHIPMENTS Unless otherwise agreed or in cases of force majeure, the goods will be shipped to the address indicated by the client within approximately 24 hours from the acceptance of the purchase order.

RETURNED MATERIALS The right to have purchased products replaced may be exercised within 5 working days from the products delivery date and must be pre-authorised by Titanmed in writing.

The right to replacement shall be cancelled in the event the product integrity (packaging and/or its content) is compromised. For example in the cases in which Titanmed observes that the package has been opened and/or that the package has been damaged (even if still sealed) and/or that the product has been damaged other than for transportation.

If Titanmed does not accept to replace the product, it will return it, charging shipment costs to the Purchaser.

CHANGES TO THE PRODUCTS AND PRICES Titanmed reserves the right to make changes to the products contained in this pricelist and to their prices or to discontinue their production at any time, without having to give prior notice.

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION These Sales Terms shall be governed and interpreted according to Italian law and the exclusive place of jurisdiction shall be the courts of Milan (Italy).



CONTATTI

TITANMED S.r.l.

Sede amministrativa e operativa:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: ordini@tecomimplantology.com

CONTACTS

TITANMED S.r.l.

Administrative and operational location:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: export@tecomimplantology.com



www.titanmed.it
www.tecomimplantology.com